

Anticorpo Policlonal Anti-Tnfaip1 Para Wb E Elisa - Q13829

Número do item: CM0024667

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNFAIP1 humano (ID do gene 7126), uma proteína adaptadora BTB/POZ envolvida na ubiquitinação de RhoA. Adequado para Western blot (banda prevista de 36 kDa) e ELISA, facilitando estudos de regulação citoesquelética e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFAIP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7126
GeneID	7126
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-160 do TNFAIP1 humano (NP_066960.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13829
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo