

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tnfaip3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Número do item: CM0002399



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-TNFAIP3 validado para Western blot, IHC em parafina e ELISA. Detecta TNFAIP3/A20 humano, uma enzima de edição de ubiquitina crítica na sinalização de NF- κ B e nas respostas inflamatórias. Ideal para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-TNFAIP3 de Coelho
Observações/Apelidos	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7128
ID do Gene	7128
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 450-550 da TNFAIP3 humana (P21580).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21580
Peso da Proteína	90kDa
Transporte	Bolsa de gelo