

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfaip3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P21580

Número do item: CM0024052



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TNFAIP3 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e rato. O imunogênio corresponde aos a.a. 600-738 do TNFAIP3 humano. Tem como alvo a enzima de edição de ubiquitina A20, envolvida na sinalização NF-kB e inflamação. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFAIP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFA1P2; TNFAIP3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7128
GeneID	7128
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-738 do TNFAIP3 humano (NP_006281.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P21580
Peso da Proteína	90 kDa
Envio	Sacola de gelo