


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfaip6 Para Wb, Elisa - P98066

Número do item: CM0024908



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNFAIP6 (TSG-6) humano. Adequado para WB e ELISA. Reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de matriz extracelular, inflamação e remodelação óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFAIP6 Rabbit pAb
Observações/Alias	TSG6; TSG-6; TNFAIP6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7130
GeneID	7130
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-277 da TNFAIP6 humana (NP_009046.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98066
Peso Proteico	31kDa
Transporte	Saco de gelo