


Anticorpo Policlogal Coelho Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q6P589

Número do item: CM0017960



introdução

Anticorpo Policlogal Coelho Anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) para humano, camundongo, rato WB, IF/ICC, IP, ELISA. O TNFAIP8L2 regula negativamente a imunidade inata/adaptativa; inibe a ativação de células T mediada por TCR e a formação de autolisossomos. Ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFAIP8L2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TIPE2; TNFAIP8L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79626
GeneID	79626
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-184 do TNFAIP8L2 humano (NP_078851.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P589
Peso Molecular da Proteína	21kDa
Transporte	Bolsa de gelo