


Anticorpo Policlonal Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19438

Número do item: CM0013310



introdução

Anticorpo TNFR1/TNFRSF1A de coelho de alta qualidade para Western blot, IHC, IF/ICC e ELISA. Detecta TNFR1 humano, de rato e de camundongo. Ferramenta essencial para estudos de sinalização do receptor de TNF e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFR1/TNFRSF1A Coelho pAb
Observações/Apelido	PPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7132
GeneID	7132
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 345-455 do TNFR1/TNFRSF1A humano (NP_001056.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19438
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo