


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfr2/Tnfrsf1B Para Wb, Elisa - P20333

Número do item: CM0014301



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TNFR2/TNFRSF1B de alta afinidade validado para WB e ELISA, reativo com humano, rato e camundongo. Adequado para pesquisa de sinalização apoptótica e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFR2/TNFRSF1B Rabbit pAb
Observações/Apelido	p75; TBP1; TNFR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7133
ID do Gene	7133
Imunógeno	Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 295-377 do TNFR2/TNFRSF1B humano (NP_001057.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20333
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo