

Anticorpo Policlonal Anti-Tnfrsf10A Para Wb, Elisa - 000220

Número do item: CM0029628



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNFRSF10A humano (DR4/TRAIL-R1). Imunogênio recombinante (aa 269-468). Adequado para aplicações de WB e ELISA. Para pesquisa de apoptose e sinalização de receptores de morte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TNFRSF10A pAb de Coelho
Observações/Apelido	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8797
GeneID	8797
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-468 do TNFRSF10A humano (NP_003835.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00220
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo