


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf10A Para Wb, If/Icc E Elisa - O00220

Número do item: CM0016096



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TNFRSF10A humano (Receptor de Morte 4/TRAIL-R1). Confirmado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reatividade cruzada com camundongo e rato. Detecta uma banda em aproximadamente 50 kDa (formas glicosiladas podem aparecer maiores). Ideal para investigar vias de apoptose extrínseca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF10A Rabbit pAb
Observações/Apelido	DR4; APO2; CD261; TRAILR1; TRAILR-1; TNFRSF10A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8797
ID do Gene	8797
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-468 do TNFRSF10A humano (NP_003835.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00220
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de Gelo