

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf10C Para Wb, Elisa - O14798

Número do item: CM0016059

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TNFRSF10C humano (DcR1/TRAIL-R3). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Explora a função do receptor isca na apoptose induzida por TRAIL.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | TNFRSF10C Rabbit pAb                                                                                                                                    |
| Observações/Apelidos | LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCR1-TNFR, TNFRSF10C                                                                                         |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (Humano)      | 8794                                                                                                                                                    |
| GeneID               | 8794                                                                                                                                                    |
| Imunógeno            | Proteína recombinante / proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-238 do TNFRSF10C humano (NP_003832.2). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                                  |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                                  |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Camundongo, Rato                                                                                                                                        |
| SWISS                | O14798                                                                                                                                                  |
| Peso da Proteína     | 27kDa                                                                                                                                                   |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                                                           |