

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf10D Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Número do item: CM0025368

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNFRSF10D humano (DcR2/TRAIL-R4). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta o receptor de engodo TRAIL endógeno; reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de apoptose e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF10D pAb de Coelho
Observações/Apelido	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8793
ID do Gene	8793
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 257-386 do TNFRSF10D humano (NP_003831.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UBN6
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo