

Anticorpo Monoclonal Anti-Tnfrsf10D/Trailr4 Para Fc - Q9Ubn6

Número do item: CM0007240

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho contra TNFRSF10D/TRAILR4 humano (DcR2, TRAIL-R4) é produzido usando um imunogênio de proteína recombinante e validado para FC. Adequado para pesquisas sobre apoptose induzida por TRAIL e função de receptor isca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF10D/TRAILR4 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DCR2; CD264; TRUND; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8793
ID do Gene	8793
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 56-211 do TNFRSF10D/TRAILR4 humano (NP_003831.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UBN6
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo