


Anticorpo Policlonal Anti-Tnfrsf11A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Número do item: CM0018228



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao TNFRSF11A (RANK/CD265) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, camundongo. Adequado para pesquisa em osteoclastogênese e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF11A Rabbit pAb
Observações/Apelido	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8792
ID do Gene	8792
Imunógeno	Proteína recombinante/Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-616 do TNFRSF11A humano (NP_003830.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6Q6
Peso Proteico	66kDa
Remessa	Saco de gelo