


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf11A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q6

Número do item: CM0017310



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho anti-TNFRSF11A de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas em osteoclastogênese e regulação imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF11A Rabbit pAb
Observações/Alias	FEO; OFE; ODFR; OST5; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8792
GeneID	8792
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 466-616 do TNFRSF11A humano (NP_003830.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y6Q6
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo