


Anticorpo Policlonal Anti-Tnfrsf11B Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000300

Número do item: CM0020380



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TNFRSF11B para Western blot, IF-parafina, IHC-parafina e ELISA. Reconhece TNFRSF11B humano, de camundongo e de rato. Imunógeno: proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 22-280 do TNFRSF11B humano (NP_002537.3). Uso em pesquisa: osteoclastogênese, remodelação óssea e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF11B pAb de Coelho
Observações/Apelido	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4982
ID do Gene	4982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-280 do TNFRSF11B humano (NP_002537.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00300
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco com gelo