


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf11B Para Wb E Elisa - 000300

Número do item: CM0013401



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TNFRSF11B humano (Osteoprotegerina, OPG). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de diferenciação de osteoclastos e homeostase óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF11B Rabbit pAb
Observações/Alias	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
Espécie	Humano
GeneID	4982
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-280 do TNFRSF11B humano (NP_002537.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	000300
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo