


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf13C Para Wb E Elisa - Q96Rj3

Número do item: CM0013868



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNFRSF13C humano (BAFF-R, CD268) validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de sobrevivência de linfócitos B e imunodeficiência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF13C Rabbit pAb
Observações/Alíase	BAFFR; CD268; CVID4; BAFF-R; BROMIX; prolina; TNFRSF13C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	115650
GeneID	115650
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do TNFRSF13C humano (NP_443177.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96Rj3
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo