

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf17 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02223

Número do item: CM0017768



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao TNFRSF17 (BCMA) humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para pesquisa em biologia de células B e imunidade humoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF17 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
Espécie	Humano
GeneID (humano)	608
GeneID	608
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TNFRSF17 humano (NP_001183.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q02223
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo