

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfrsf25 Para Wb, If-P, Elisa - Q93038

Número do item: CM0014468



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra o TNFRSF25 humano (DR3, LARD). Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Detecta uma proteína de 45 kDa. Para estudos de apoptose e homeostase de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFRSF25 pAb de coelho
Observações/Sinônimos	DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8718
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-190 do TNFRSF25 humano (NP_683866.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93038
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo