

Anticorpo Policlonal Anti-Tnfrsf6B Para Wb, Elisa - O95407

Número do item: CM0014587



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TNFRSF6B humano (receptor chamariz 3, DcR3). Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de rato. Ideal para pesquisas sobre apoptose e sinalização imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TNFRSF6B Rabbit pAb
Observações/alias	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8771
GeneID	8771
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 de TNFRSF6B humano (NP_003814.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	O95407
Peso da proteína	33 kDa
Envio	Bolsa de gelo