


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfsf10 Para Wb, Elisa - P50591

Número do item: CM0020668



introdução

Anticorpo policlonal de coelho TNFSF10 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Detecta TNFSF10/TRAIL humano, uma citocina chave indutora de apoptose, adequado para pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFSF10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TL2; APO2L; CD253; TANCR; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8743
GeneID	8743
Imunogênio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50591
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo