


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfsf11 Para Ihc-P, Elisa - O14788

Número do item: CM0021571



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-TNFSF11 (RANKL, OPGL) para aplicações de IHC-P e ELISA; reage com amostras humanas. Ideal para estudos sobre diferenciação de osteoclastos, regulação imune e reabsorção óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFSF11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8600
GeneID	8600
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 165-317 do TNFSF11 humano (NP_003692.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14788
Peso Proteico	35kDa
Envio	