


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfsf13 (April) Para Wb, Elisa - O75888

Número do item: CM0016523



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-TNFSF13 (APRIL) para WB e ELISA. Reconhece TNFSF13 humana, uma citocina envolvida no crescimento de células tumorais e processos imunológicos. Ideal para pesquisa em câncer e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFSF13 Coelho pAb
Observações/Apelidos	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
Espécie	Humana
GeneID (humana)	8741
GeneID	8741
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 105-247 da TNFSF13 humana (NP_742085.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O75888
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo