


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnfsf13B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y275

Número do item: CM0028572



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TNFSF13B (BAFF) humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de imunologia de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNFSF13B pAb de Coelho
Observações/Apelido	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10673
GeneID	10673
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-160 do TNFSF13B humano (NP_006564.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y275
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo