

Anticorpo Policlonal Anti-Tnk1 Para Wb E Elisa - Q13470

Número do item: CM0022054



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a tirosina quinase não receptora humana TNK1, adequado para WB e ELISA. Envolvido na supressão de tumores e regulação da via Ras-MAPK. Ideal para pesquisas sobre câncer e transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KOS1; TNK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8711
GeneID	8711
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 100-380 do TNK1 humano (NP_001238831.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13470
Peso da Proteína	72 kDa
Envio	Saco com gelo