

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnks1Bp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9C0C2

Número do item: CM0022735

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a TNKS1BP1 (TAB182) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para pesquisa em cromatina, citoesqueleto e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNKS1BP1 Rabbit pAb
Observações/Alias	TAB182; TNKS1BP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85456
GeneID	85456
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-1000 de TNKS1BP1 humano (NP_203754.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9C0C2
Peso Proteico	182kDa
Envio	Bolsa de gelo