


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tnnc1 Para Wb E Elisa - P63316

Número do item: CM0005379



introdução

O mAb de coelho TNNC1 é um anticorpo monoclonal contra a troponina C, validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de músculo cardíaco e estudos de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNNC1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Espécie	Humano
ID do Gene	7134 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do TNNC1 humano (P63316)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P63316
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo