


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tnnc1 Para Wb, If-P, Elisa - P63316

Número do item: CM0022960



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNNC1 humano (Troponina C, músculos esqueléticos lentos e cardíacos). Validado para WB, IF-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de contração muscular e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNNC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7134
GeneID	7134
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 do TNNC1 humano (NP_003271.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P63316
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo