

Anticorpo Policlonais Anti-Tnni3K Para Wb, Elisa - Q59H18

Número do item: CM0030422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TNNI3K humano. Validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de função cardíaca e cardiomiopatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	TNNI3K Rabbit pAb
Observações/Alias	CARK; CCDD; TNNI3K
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-75 da TNNI3K humana (NP_057062.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q59H18
Peso Proteico	93kDa
Envio	Bolsa de gelo