

Anticorpo Policlonal Anti-Tnnt1 Para Wb, Elisa - P13805

Número do item: CM0014150

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNNT1 humano (troponina T do músculo esquelético lento), validado para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa sobre contração muscular e miopatia nemalínica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNNT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ANM; TNT; NEM5; STNT; TNTS; TNNT1
Espécie	Humano
GeneID	7138
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-262 do TNNT1 humano (NP_001119604.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13805
Peso Proteico	33kDa
Envio	Saco de gelo