

Anticorpo Policlonal Anti-Tnpo1 Para Wb, Elisa - Q92973

Número do item: CM0025842



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TNPO1 humano (Transportina-1), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte nuclear e importinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TNPO1 Coelho pAb
Observações/Apelido	MIP; TRN; IPO2; MIP1; KPNB2; TNPO1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3842
ID do Gene	3842
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 790-890 do TNPO1 humano (NP_002261.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92973
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo