

## Anticorpo Policlonais Anti-Tnr Para Wb, Elisa - Q92752

Número do item: CM0018152



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra tenascina-R humana (TNR), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para pesquisa de matriz extracelular neural.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | TNR Rabbit pAb                                                                                                              |
| Observações/Apelido | TN-R; NEDSTO; TNR                                                                                                           |
| Espécie             | Humana                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 7143                                                                                                                        |
| GeneID              | 7143                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1059-1358 da TNR humana (NP_003276.3). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                      |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | Q92752                                                                                                                      |
| Peso da Proteína    | 150kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                               |