


Anticorpo Policlonal Anti-Tollip Para Wb, Elisa - Q9H0E2

Número do item: CM0022254



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra TOLLIP humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato; ideal para pesquisas sobre imunidade inata e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] pAb de TOLLIP de Coelho
Observações/Alcunha	IL-1RAcPIP; [Validado por KD] TOLLIP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	54472
GeneID	54472
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0E2
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo