


Anticorpo Policlonal Anti-Tollip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H0E2

Número do item: CM0021395



introdução

TOLLIP Rabbit pAb é um anticorpo policlonal obtido de coelho, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, e reage com humano, rato, rato. Tem como alvo a proteína de interação Toll, um regulador-chave da sinalização de IL-1 e TLR e da autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOLLIP Rabbit pAb
Observações/Apêndice	IL-1RAcP; TOLLIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54472
GeneID	54472
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do TOLLIP humano (NP_061882.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9H0E2
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo