


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tollip (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0E2

Número do item: CM0007699



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra TOLLIP, validado por KD, para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Útil para estudar imunidade inata, sinalização de receptores Toll-like e vias de autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] TOLLIP mAb de Coelho
Observações/Apelido	TOLLIP; IL-1RACPIP; proteína de interação toll
Espécie	Humano
ID do Gene	54472
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do TOLLIP humano (NP_061882.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0E2
Peso da Proteína	22kDa/30kDa
Envio	Saco de gelo