


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tom1 Para Wb E Elisa - O60784

Número do item: CM0026924



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TOM1 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Alvo de Myb1 envolvido no tráfego endossomal de proteínas ubiquitinadas. Ideal para estudos de autofagia e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM1 pAb Coelho
Observações/Apelido	IMD85; TOM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10043
ID do Gene	10043
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 314-493 do TOM1 humano (NP_001129204.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	O60784
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo