


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tom1L1 Para Wb, Elisa - 075674

Número do item: CM0022076



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-TOM1L1 validado para Western blot e ELISA, reagindo com TOM1L1 humano, de rato e de camundongo. TOM1L1 é uma proteína adaptadora envolvida em vias de sinalização, localizada no Golgi e endossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM1L1 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	SRCLASM; TOM1L1
Espécie Reativa	Humano
GeneID (humano)	10040
GeneID	10040
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 250-350 do TOM1L1 humano (NP_005477.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075674
Peso Molecular da Proteína	53kDa
Envio	Saco de gelo