

Anticorpo Policlonal Anti-Tom1L2 Para Wb, Elisa - Q6Zvm7

Número do item: CM0024515

introdução

TOM1L2 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal para WB e ELISA, detectando TOM1L2 humano, de rato e camundongo (~56 kDa). Útil para pesquisas sobre tráfego endocítico e sinalização mitogênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM1L2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOM1L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	146691
GeneID	146691
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-450 do TOM1L2 humano (NP_001076437.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6ZVM7
Peso Proteico	56kDa
Envio	Em saco de gelo