

Anticorpo Monoclonal Anti-Tom20 (Conjugado) Para Wb E If - Q15388

Número do item: CM0010422



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-TOM20 pré-conjugado para detecção direta de TOM20 humano em WB, IF/ICC e IF-P. Validado em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de importação mitocondrial e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TOM20 Conjugado
Observações/Apelido	MAS20; MOM19; TOM20
Espécie	Humano
ID do Gene	9804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-145 do TOM20 humano (NP_055580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16kDa
Envio	Saco de gelo