

Anticorpo Monoclonal Anti-Tom20 Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15388

Número do item: CM0005256



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra TOM20 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de importação mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TOM20 mAb de Camundongo
Observações/Apelido	MAS20; MOM19; TOM20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9804
GeneID	9804
Imunógeno	Proteína recombinante de TOM20 humano.
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15388
Peso da Proteína	16 kDa
Envio	Saco com gelo