


Anticorpo Policlonal Anti-Tom20 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q15388

Número do item: CM0030288



introdução

O pAb de Coelho TOM20 é um anticorpo policlonal que reconhece o TOM20 humano, de rato e de camundongo. Adequado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA, é ideal para estudos de importação mitocondrial, mitofagia e dinâmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MAS20; MOM19; TOM20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9804
ID do Gene	9804
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-145 do TOM20 humano (NP_055580.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15388
Peso Proteico	16 kDa
Envio	Saco de gelo