

Anti-Tom20 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q15388

Número do item: CM0002726



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade que visa o TOM20 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Detecta TOM20 humano, de camundongo e de rato, um receptor chave de importação mitocondrial. Ideal para pesquisas mitocondriais e estudos de mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM20 mAb de Coelho
Observações/Apelido	MAS20; MOM19; TOM20
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9804
GeneID	9804
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-145 do TOM20 humano (NP_055580.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15388
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo