


Anticorpo Monoclonal De Rato Anti-Tom20 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q15388

Número do item: CM0007800



introdução

Anticorpo monoclonal de rato anti-TOM20 de alta especificidade, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta TOM20 humano, de camundongo e de rato, um receptor de importação mitocondrial. Ideal para pesquisas sobre função mitocondrial e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TOM20 mAb de rato
Observações/Apelido	MAS20; MOM19; TOM20
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9804
ID do gene	9804
Imunógeno	Proteína recombinante de TOMM20 humano.
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15388
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo