


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tom70 Para Wb, Elisa - 094826

Número do item: CM0002071



introdução

Anticorpo monoclonal anti-TOM70 de coelho de alta especificidade validado para WB e ELISA. Reconhece TOM70 humano, de camundongo e de rato, um receptor de importação mitocondrial e mediador da resposta antiviral. Ideal para pesquisa em mitocôndrias e estudos de infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM70 Rabbit mAb
Observações/Alias	Tom70; TOMM70A; TOM70
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9868
ID do Gene	9868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-608 da TOM70 humana (NP_055635.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	094826
Peso da Proteína	67kDa
Transporte	Bolsa de gelo