


Anti-Tom70 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O94826

Número do item: CM0028548



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TOM70 humano (subunidade do receptor de importação mitocondrial TOM70). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a importação de proteínas mitocondriais e a sinalização antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOM70 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Tom70; TOMM70A; TOM70
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9868
GeneID	9868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 245-608 do TOM70 humano (NP_055635.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94826
Peso da Proteína	67 kDa
Envio	Saco com gelo