

Anticorpo Policlonal Anti-Tomm22 Para Wb E Elisa - Q9Ns69

Número do item: CM0015542



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TOMM22 humano, uma subunidade do receptor de importação mitocondrial, validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisas sobre importação mitocondrial, mitofagia e translocação de pré-proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TOMM22 Rabbit pAb
Observações/Alias	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Espécie	Humano
GeneID (humano)	56993
GeneID	56993
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-83 de TOMM22 humano (NP_064628.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9NS69
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Saco de gelo