


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Tomm22 Para Wb, Ihq-P, Ip, Elisa - Q9Ns69

Número do item: CM0011027



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao TOMM22 humano, validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reconhece a subunidade do receptor de importação mitocondrial homóloga TOM22 em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em mitocôndrias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM22 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	1C9-2; TOM22; MST065; MSTP065; TOMM22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56993
GeneID	56993
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NS69
Peso Proteico	16kDa
Envio	Bolsa de gelo