

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tomm34 - Q15785

Número do item: CM0010621

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado contra TOMM34, um receptor de importação mitocondrial. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada para humano e rato. Ideal para estudar a importação de proteínas mitocondriais e as funções de chaperona de precursores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM34 mAb de Coelho
Observações/Alias	TOM34; URCC3; HTOM34P
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10953
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 do TOMM34 humano (NP_006800.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q15785
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo