

Anticorpo Monoclonal Anti-Tomm40 Para Wb - O96008

Número do item: CM0005356



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-TOMM40, validado para WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece TOMM40 humano, de camundongo e de rato. Use para pesquisa de importação mitocondrial e mitofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM40 Rabbit mAb
Observações/Apelido	TOM40; PEREC1; C19orf1; PER-EC1; D19S1177E; TOMM40
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10452
GeneID	10452
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-90 do TOMM40 humano (NP_001122388.1)
	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O96008
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco com gelo