

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Tomm40L Para Wb, Elisa - Q969M1

Número do item: CM0020995

introdução

Anticorpo policlonico de coelho anti-TOMM40L de alta qualidade validado para aplicações em Western blot (WB) e ELISA. Detecta TOMM40L humano, apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa de importação de proteínas mitocondriais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TOMM40L Rabbit pAb
Observações/Apelido	TOMM40B; TOMM40L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84134
GeneID	84134
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 da TOMM40L humana (NP_115550.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q969M1
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo